

ソコレックス2810連続注射器

- 超軽量・ツインモデルの連続注射器 -

ソコレックス2810連続注射器は、40%軽く、必要な力は30%少なく、ハンドル間の距離は20%短くなったツインモデルの注射器です(注)。

小型または中型の動物に注射する際、手の大きさに関係なく、快適で使いやすい設計になっています。

(注) 当社の従来品と比較して

- 2種類の異なる液体を同時に投与する場合
- ごく少量の注入におけるすばらしい精度
- 容量は個別に調節可能
- ガラス繊維強化樹脂製の頑丈で軽量な注射器本体



皮膚穿刺を最小限に抑える

1本の針を通して2種類の液体を注入するステンレス製マニホールドがあります。皮膚の穿刺や動物のけがを減らすのに役立ちます。工具なしで簡単に装着可能。

2810

0.1 - 0.5 mL

0.1 - 1 mL

0.3 - 2 mL



分解とメンテナンス

注射器は簡単に分解・組み立てることができます。

すべての部品に素早くアクセスできるため、迅速で効率的な清掃が可能です。

耐久性は実証済み、すべてのスペアパーツが入手可能です。



The ultra 2810 syringe models

2810.1 バイアル供給モデル

2810.2 チューブ供給モデル



ソコレックス2810連続注射器ラインナップ

品番	バレル容量	可変容量	目盛刻み	針先
バイアル供給モデル				
2810.1.05005	0.5 ml	0.1 ~ 0.5 ml	0.05 ml	5先
2810.1.0501	1 ml	0.1 ~ 1 ml	0.05 ml	5先
2810.1.0502	2 ml	0.3 ~ 2 ml	0.1 ml	5先
チューブ供給モデル				
2810.2.05005	0.5 ml	0.1 ~ 0.5 ml	0.05 ml	5先
2810.2.0501	1 ml	0.1 ~ 1 ml	0.05 ml	5先
2810.2.0502	2 ml	0.3 ~ 2 ml	0.1 ml	5先